

1104364 - Seca 769 digitale kolomweegschaal met BMI functie - 200 kg - 1 st



Beschrijving

De seca 769 is veelzijdig, onderhoudsarm, plaatsonafhankelijk en werkt op batterijen - ideaal voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en artspraktijken. Met zijn transportwielen is de kolomweegschaal bovendien gemakkelijk te verplaatsen. De seca 769 is uitgerust met verschillende intelligente functies. Zo maakt de BMI-functie een betrouwbare evaluatie van de voedingstoestand van de patiënt mogelijk. De kolomweegschaal kan ook worden uitgerust met de optionele meetstangen seca 220 of seca 224, zodat zowel gewicht als lengte in één tijdbesparende stap kunnen worden bepaald.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
sku	1104364
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk