

## 1552202 - SONOPULS 190 - 1 kleine UG behandelkop



### Beschrijving

De Sonopuls 190 van **Enraf-Nonius** is een hooggewaardeerd instrument voor ultrageluidtherapie, voorzien van een multifrequentie behandelkop. Een modern apparaat met een zeer snelle opstarttijd en een full-colour touchscreen waarmee u eenvoudig uw behandelingsparameters instelt of één van de 25 op ervaring gebaseerde behandelprotocollen selecteert.

Sonopuls 190 met multifrequente behandelkop van 0.8 cm<sup>2</sup> en behandelkophouder.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552202
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk