

1576573 - 3M™ Littmann® lightweight II spare part kit - zwart - set



Beschrijving

De stethoscoopenonderdelen kit voor de **3M™ Littmann®™** Lightweight II bevat een lichtbruine ring, een instelbaar diafragma en een zwarte anti-koude ring. De kit bevat ook een paar flexibele bruine oordopjes.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1576573
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Set