

1543458 - Express-thermometer met flexibele tip - FT 15 - 1 st



Beschrijving

Eenvoudig te bedienen thermometer met een snelle meting binnen 10 seconden. De thermometer heeft een flexibele tip zodat deze gemakkelijk en prettig in te brengen is. Er klinkt een signaal wanneer de thermometer klaar is met de meting. De thermometer is waterbestendig, bevat geen kwik en geen glas, hij schakelt automatisch uit. De metingen kunnen weergegeven worden in C° en in °F. Geeft een waarschuwingston vanaf 37,8°C.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
CNK-code	CNK 2851-053
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543458
Meetsnelheid	10 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk