

1606380 - Gaaskompres - 10 x 10 cm - niet-steriel - 10 x 100 st



Beschrijving

L&R gaaskompressen zijn zacht, absorberend en luchtdoorlaatbaar met 16 lagen. Omdat alle zelfkanten aan de binnenzijde liggen, zijn er dus geen randdraden. Deze niet-steriele gaaskompressen zijn met röntgencontrastdraden.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100 % katoen, röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyestergaren, bariumsulfaat)
sku	1606380
Steriel	Nee
Lagen	16 lagen
Maat	10 x 10 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Verpakking	10 x 100 st
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos