


1002838 - Seca 212 meetlint voor hoofdomtrek van baby's en peuters - 3 tot 59 cm - 15 st



Beschrijving

Meetlint voor het meten van de hoofdomtrek van baby's en peuters, het meetlint is vervaardigd van niet-rekbaar materiaal en meet zowel de hoofdomtrek (voorkant) en de symmetrie van het gezicht (achterkant). Een praktische dispenser (met 15 linten) garandeert een veilige opslag.

- Tweevoudige functie: hoofdomtrek met voorzijde van meetlint en gezichtssymmetrie met achterzijde.
- Eenvoudig afleesbaar, kleurgecodeerde, nauwkeurige meetwaarden.
- Praktische dispenser (inhoud: 15 linten).
- Schaalverdeling van 1 t/m 59 cm.

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1002838
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	3 - 59 cm
Type meetlat	Hoofdmeetband
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk