

## 1543424 - Digitale bloeddrukmeter BM55 - bovenarm - omtrek 22-42 cm - 1 st



### Beschrijving

De bovenarmbloeddrukmeter met de gepatenteerde rustindicator en extra's zoals een wit verlicht XL-display en touchsensortoetsen onderscheidt zich van andere bloeddrukmeters en biedt optimale veiligheid en kwaliteit bij elke bloeddrukmeting. Dankzij de pc-interface en de USB-kabel kunnen de metingen eenvoudig en comfortabel naar de pc worden overgebracht en met de gratis software "beurer HealthManager" worden beheerd. Met 2 x 60 geheugenkaarten, een risico indicator, verlichte start/stop-knop. De bloeddrukmeter geeft aan wanneer er sprake is an arrhythmie. Geeft de datum en tijd weer en schakelt automatisch uit, toont aan wanneer de batterij bijna leeg is. Wordt geleverd met opbergzak.

### Specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merk</b>                 | Beurer                                       |
| <b>Bebat tax</b>            | 0.05 EUR                                     |
| <b>sku</b>                  | 1543424                                      |
| <b>Type bloeddrukmeter</b>  | Digitale bloeddrukmeters enkel-arm indicatie |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa                 |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk   |