

## 1543395 - Set elektroden 45x45 mm - EM 41-49-80 - 8 st



### Beschrijving

Dit is een 8-delige elektrodenset voor een digitaal elektronisch spierstimulatieapparaat. De elektroden zijn zelfklevend en herbruikbaar. Kan gebruikt worden met de **Beurer** producten EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>sku</b>	1543395
<b>EKG categorie</b>	ECG elektroden & toebehoren
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk