

1577184 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Use 2/4" - Incl. handstuk FBL10x5 G2 & F10 G4 - incl.kar



Beschrijving

De **MultiUse-serie** van **Richard Wolf** tilt shockwavetherapie naar een hoger niveau met slimme uitbreidingen en praktische oplossingen voor veeleisende medische omgevingen. Deze geavanceerde serie is ontworpen voor professionals die meerdere therapiebronnen willen combineren en efficiënt willen werken zonder concessies te doen aan gebruiksgemak of precisie.

Belangrijkste kenmerken:

Uitbreidbare therapiebronhouder

Biedt plaats aan twee extra therapiebronnen, veilig en overzichtelijk opgeborgen – ideaal voor klinieken met een breed behandelaanbod.

Geavanceerde hoogspanningsgenerator

Eén generator die zowel enkel- als dubbellaagse therapiebronnen aanstuurt, voor optimale controle en consistentie in elke behandeling.

Handige opbergvakken

Twee gelpad-opbergrekken met fixatie zorgen voor een georganiseerde werkruimte en snelle toegang tot benodigdheden.

Optioneel voetpedaal

Handsfree bediening van intensiteitsniveaus en shockwave-activering voor nog meer behandelcomfort en precisie.

Meegeleverde handstukken : Therapy Source F10 G4 + FBL10x5G2

De **FBL10x5G2** is een unieke therapiebron met een **lineaire focale zone**, speciaal ontworpen voor de behandeling van **uitgestrekte oppervlakkige structuren**. Door de lineaire vorm wordt de energie homogeen verdeeld over het oppervlak, wat zorgt voor een **dynamische en efficiënte toepassing** bij uitgebreide behandelgebieden.

Met een **penetratiediepte van 20 mm** en een **maximale EFD van 0.16 mJ/mm²**, biedt deze bron een krachtige, maar gecontroleerde pulsenergie, perfect voor gevoelige of oppervlakkige weefsels.

Toepassingsgebieden:

- **Musculoskeetaal (MSK):** Voor grote oppervlakkige structuren zoals de **Achillespees** en **fascia plantaris**.
- **Urologie:** Ondersteunt bij de behandeling van **erectiele disfunctie (ED)**.
- **Dermatologie:** Geschikt voor de behandeling van **chronische wonden en ulcera**.

De **F10G4 Therapy Source** is een veelzijdige en krachtige behandelkop binnen de ESWT-technologie (extracorporeal shock wave therapy). Deze unit combineert uitzonderlijke prestaties met een **nauwkeurige focus** voor het lokaliseren van pijnpunten en het behandelen van een **breed scala aan standaard ESWT-indicaties**.

Met een **penetratiediepte van 40 mm** en een **maximale energieflexdichtheid (EFD) van 0.82 mJ/mm²**, is deze therapiebron bijzonder geschikt voor zowel oppervlakkige als dieperliggende weefselstructuren. Veelgebruikte toepassingen zijn binnen de **musculoskeletale geneeskunde (MSK)**, zoals de behandeling van **pseudartrose, tendinopathieën en andere pees- of botgerelateerde aandoeningen**.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1577184
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk