

1015837 - Ontsmettingsalcohol 70% - 100 ml - 1 st



Beschrijving

Een krachtige ontsmettingsalcohol met 70% gedenatureerd ethanol in een kleine hoeveelheid van 100 ml die snel inwerkt na 30 seconden. Gebruik deze oplossing voor het ontsmetten van oppervlakten en instrumenten zoals stethoscopen.

Gebruiksaanwijzing: Breng de ontsmettingsalcohol rechtstreeks of met behulp van een steriel kompres aan op de huid of instrumenten.

Specificaties

sku	1015837
Geur	Alcohol geur
Inhoud	100 ml
Type verpakking	Stuk