

## 1019312 - 3M™ Tegaderm™+ pad - 9 x 35 cm - 25 st



### Beschrijving

**3M™ Tegaderm™ +Pad** chirurgische kleefpleister met kompres met niet-klevend pad is een handig alles in één steriel verband. Het is een ademende film die een goede balans heeft tussen waterdamp en zuurstof, zo is het verband makkelijk aan te brengen. Onze pads zijn waterdicht waardoor douchen of baden mogelijk is zonder het verband te verwijderen, ze blijven 4 dagen plakken ook na contact met water. De Pad is gehecht aan een groter, dun transparant filmverband, om te zorgen voor een normaal wondgenezingsproces met minder pijn en trauma. De niet-klevende Pad kleef plakt niet aan de wond.

## Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>sku</b>	1019312
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>Soortgelijke producten</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	9 x 35 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos