

1571697 - kBox4 Lite Platform



Beschrijving

Dit is de lichtste en meest draagbare van de kBox4 familie. Handig als u vaak reist en toch wil trainen, of als u nood hebt aan mobiliteit in de praktijk. Voor: reizende atleten, fitness, fysiotherapie en revalidatie.

- Verbeterde draagbaarheid
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,200 kgm²
- Compatibel met kMeter
- Gewicht: 9.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1571697
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk