

1540891 - MaiMed®-plast Elastic - niet-steriel - 8 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

MaiMed® - Plast Elastic is een gebruiksklare, huidskleurige, luchtdoorlatende, niet-steriele dwarselastische wondpleister met een sterke kleefkracht door taftstof met zinkoxidelijsm. De pleister is ademend en zacht voor de huid, voor dagelijks gebruik bij licht en kleine verwondingen.

Specificaties

Merk	Maimed
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
sku	1540891
Steriel	Nee
Kleur	Bruin
Maat	8 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk