

## 1003159 - Texa® elastische fixatiewindels - niet steriel - cello - 10 cm x 4 m - 1 x 20 st



### Beschrijving

De Texa® fixatiewindels zijn witte niet-steriele elastische windels voor eenmalig gebruik geschikt voor de fixatie van verbanden op ledematen en gewrichten. Ze zijn vervaardigd uit 41% katoen en 59% polyamide en zijn rekbaar tot 120%. Beschikbaar in diverse afmetingen en verkrijgbaar in vrac (zonder cellofaan) of individueel verpakt in cellofaan. 20 windels per verpakking.

## Specificaties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Merk</b>                  | Texa                                  |
| <b>Samenstelling</b>         | 41% katoen, 59% polyamide - 17-draads |
| <b>Steriel</b>               | Nee                                   |
| <b>Zelfklevend</b>           | Nee                                   |
| <b>sku</b>                   | 1003159                               |
| <b>Aantal per verpakking</b> | Cello                                 |
| <b>Kleur</b>                 | Wit                                   |
| <b>Maat</b>                  | 10 cm x 4 m                           |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDR - 2017/745/EU - Klasse I          |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos                                  |