

## 1608840 - Curos desinfectiedop voor naaldloze connectoren CFF10-250R - 10 x 25 st



### Beschrijving

**3M** Curos desinfectiedop desinfecteert in 1 minuut. Beschermt IV-toegangspoorten tot 7 dagen, indien niet verwijderd.

#### Voordelen

- Verkleint de kans dat contaminanten na plaatsing de IV-poort binnenkomen via de katheter.
- Helder gekleurd zodat zorgverleners het gewenste protocol gemakkelijker kunnen naleven en controleren.
- Helder gekleurd zodat zorgverleners het gewenste protocol gemakkelijker kunnen naleven en controleren.

*Gebruiksaanwijzing:* Alleen gebruiken op naaldloze connectoren. Niet gebruiken op open vrouwelijke Luer-lock poorten. Eenvoudig al draaiend te bevestigen en blijft goed vastzitten op gangbare naaldloze connectoren.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1608840
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Pak