

1501115 - WelchAllyn onderzoekslamp gs300 - led - op rollend statief - flexibele arm - 1 st



Beschrijving

Een reële weergave van de weefselkleuren dankzij een homogeen helder wit licht. Hetzij zonder, hetzij met een uiterst minieme warmteafgifte naargelang het type. Met deze GS LED (Green Series) onderzoekslamp kiest u ook milieubewust: geen vervanging meer van halogeenlampen, een uitermate lange levensduur en een lager energieverbruik. Ideaal voor eerstelijnszorg, spoed, polikliniek, dermatologie en ook voor gynaecologie. Met een lichtsterkte van 15.000 lux op 50 cm werkafstand biedt deze verlichting optimale helderheid voor nauwkeurig werk.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Focusregeling	Nee
Aantal LED's	1
Lichtintensiteit	15000 lux
Touchless bediening	Ja
Lengte van de arm	79 cm
sku	1501115
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk