

**1543231 - Nelatonsondes - PVC - éénmalig gebruik - 40 cm - Ch 16 -
oranje - steriel - 1 x 100 st**



Beschrijving

De Nelatonsonde is distaal gesloten en afgerond met twee laterale ogen. Het heeft een trechtervormige connector met internationale kleurcode. De sonde kan gebruikt worden bij zowel mannen, vrouwen en kinderen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Product afmetingen	L 40 cm
Steriel	Ja
Lengte sonde	40 cm
Samenstelling	PVC
sku	1543231
Diameter sonde	Ch 16
Geslacht	Unisex
Kleur	Oranje
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos