

## 1622019 - ECG elektroden - short term - solid - adult - 42x45 mm - 30x50 st



### Specificaties

<b>Merk</b>	Sorimex
	Nee
<b>sku</b>	1622019
<b>Radio opaque</b>	Nee
<b>Basismateriaal</b>	Polyethyleenschuim
<b>Gelsoort</b>	Solid gel
<b>Materiaal drukknop aansluiting</b>	Inox
<b>Shelflife</b>	3 jaar
<b>Toepassing</b>	Short-term monitoring
<b>Doelgroep</b>	Volwassenen
<b>EKG categorie</b>	ECG elektroden & toebehoren
<b>Maat</b>	42 x 45 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos