

## 1561559 - fabian® +nCPAP evolution



### Beschrijving

De **Fabian +nCPAP evolution** is een veelzijdige en betrouwbare beademingsoplossing voor de behandeling van **respiratoire insufficiëntie** bij **pasgeborenen, zuigelingen en kinderen tot 30 kilogram**. Deze geavanceerde ventilator biedt zowel **niet-invasieve beademing (nCPAP)** via het Infant Flow™ LP-systeem als conventionele ventilatiemodi, met nauwkeurige drukcontrole en gebruiksvriendelijke bediening.

De ventilator combineert innovatieve technologieën zoals **Volume Garantie** en **PRICO (Predictive Intelligent Control of O?)** voor gepersonaliseerde ademondersteuning. Dankzij automatische lekcompensatie en snelle flowcontrollers blijft de ademhaling stabiel en afgestemd op de patiënt, zelfs onder uitdagende omstandigheden zoals beweging of lage perfusie.

#### Kenmerken:

- Geschikt voor **zuigelingen en kinderen tot 30 kg**
- Ondersteunt **niet-invasieve beademing (nCPAP)** en conventionele ventilatie
- **Volume Garantie**: automatisch beheer van inspiratiedruk op basis van longcompliance en luchtwegweerstand
- **Snelle flowcontrollers** voor directe aanpassing van ademondersteuning
- **Automatische lekcompensatie** voor stabiele prestaties
- **Elektromagnetisch uitademventiel** voor betrouwbare en nauwkeurige drukinstellingen
- **Manuele en automatische alarmfunctie** voor maximale veiligheid
- **Ingebouwde batterij** biedt tot 2,5 uur continue werking bij stroomuitval of transport
- **Neonatale en pediatrie flow sensoren** met warmtedraadsysteem (anemometer)
- Sensoren beschikbaar in **wegwerpbaar en herbruikbaar versies**
- **Lage dode ruimte van 0,9 ml** bij neonatale sensoren voor minimale ademweerstand

#### Toepassingen:

- Behandeling van ademhalingsproblemen bij neonaten, prematuren en jonge kinderen
- Neonatale en pediatrie intensive care units (NICU/PICU)

- Niet-invasieve en invasieve ademhalingsondersteuning
- SpO<sub>2</sub>-regulatie bij bewegende of klinisch instabiele patiënten
- Ventilatie op maat met minimale ademarbeid en maximale controle

## Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1561559
<b>Type beademing</b>	Non invasieve beademing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk