

1024778 - Infuusstatief - hoogte verstelbaar van 130 tot 215 cm - 1 st



Beschrijving

Infuusstatief voor een betrouwbare infuuszorg met 4 haken om IV -flessen -en zakken aan te hangen van maximum 2 kg. Praktisch mobiel te gebruiken op het juiste moment en de juiste plaats naargelang de noden van de zorgvrager.

- Met een schroef veiligheid aanpassing
- Dubbel zwenkwiel

Specificaties

Samenstelling	Verchroomd staal
Normeringen	EN 60601
Latex vrij	Ja
sku	1024778
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk