

## 1611075 - Klinion drukverband - steriel - 8 cm x 6 cm - 10 st



### Beschrijving

Klini-aid noodverband van Klinion is een Eerste hulp verband voor snelle en doeltreffende bedekking van bloedende wonden. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos.

Het bestaat uit een absorberend kompres van geperste watten met een zachte, niet-geweven wondcontactlaag.

Aan beide zijden is een licht elastisch hydrofiel windsel vastgenaaid, windsels zijn aan beide zijden van het wondkompres even lang. Breng het verband niet te strak aan.

Steriel zolang de verpakking ongeopend blijft.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Klinion
<b>Samenstelling</b>	Absorberend kompres van geperste watten met een non-woven wondcontactlaag. Beide zijden zijn voorzien van een fixatiezwachtel.
<b>sku</b>	1611075
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	ISO 134851:2016 ISO 9001:2015
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 10 st
<b>Maat</b>	8 x 6 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos