


## 1600160 - SCHILLER link software - Slimme communicatieoplossing voor papierloos ECG-beheer



### Beschrijving

**SCHILLER Link** is een compacte, snel te installeren communicatie-applicatie voor een efficiënte en papierloze ECG-werkflow. Perfect voor huisartsen en kleine praktijken.

? **Waarom kiezen voor SCHILLER Link?**

? **Automatische herkenning van ECG-toestellen via wifi** – geen ingewikkelde instellingen

?? **Direct afdrukken van ECG's** in hoge kwaliteit op elke laserprinter

? **Export van diagnostische PDF's:** rust-ECG, inspannings-ECG, ritme-ECG, SAEKG & spirometrie

? **Flexibele bestandsnamen** op basis van patiëntgegevens (ID, naam, enz.)

? **GDT-ondersteuning** (orders importeren en resultaten exporteren)

???? **Ideaal voor artsen en kleine medische praktijken**

?? **Lokaal geïnstalleerd op de computer**

## Specificaties

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Merk</b>            | tech    |
| <b>sku</b>             | 1600160 |
|                        | Nee     |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk    |