

1103220 - Seca 675 digitale plateauweegschaal - klasse III - 300 kg - 1 st



Beschrijving

Deze elektrisch bediende, ruime rolstoel/platformweegschaal is multifunctioneel. Ze weegt opgenomen patiënten, vooral zware patiënten, personen in rolstoelen en zittende patiënten met problemen met de bloedsomloop, zelfs tijdens de dialyse. Het flexibele aparte scherm met kabel kan overal worden geplaatst (bijv. op een bureau of tafel) voor een vlotte aflezing en bediening. Wandmontage is eveneens mogelijk. Transportwieltjes en een handvat maken de seca 675 mobiel. Metingen kunnen meteen na het wegen draadloos naar een pc of EMR-systeem worden gestuurd.

Specificaties

Merk	Seca
Product afmetingen	B 90.4 cm, H 7 cm, L 106.4 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	300 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1103220
Gradatie weegschaal	100 g < 200 kg > 200 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale plateauweegschaal
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk