

1549723 - Sloop katoen/polyester voor Relax nekkussen - gitane lined - 1 st



Beschrijving

Fico sloop voor relax nekkussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk., de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1549723
Kleur sloop	Gelijnd gitane
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk