

## 1546384 - Linido eenhandig bedienbare toiletrolhouder - kunststof - wit -1 st



### Beschrijving

Toiletrolhouder die met 1 hand wordt bediend waarbij het verwisselen, afrollen en afscheuren van toiletpapier mogelijk is. Past op elke opklapbare toiletbeugel LI2603.3xx, vaste toiletbeugel LI2601.0xx of wandbeugel Ergogrip vanaf 40 cm LI2611.xxx.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2618.0006-02
<b>sku</b>	1546384
<b>Categorie toiletsteunen</b>	Toebehoren toiletbeugels
<b>Type verpakking</b>	Stuk