

1104446 - Microalbumine strips voor Clinitek - 25 st



Beschrijving

CLINITEK® Microalbumine 2 Strips geven binnen één minuut resultaten voor albumine, creatinine en albumine-creatinine ratio. Het CLINITEK® Microalbumine product is nuttig om te testen op microalbuminurie bij patiënten met diabetes of hypertensie om een vroege nierziekte op te sporen. De strips worden gebruikt op de CLINITEK Status® familie van analysers.

Resultaten worden gecorrigeerd voor variërende urineconcentraties bij gebruik op de CLINITEK Status familie van analysers, waardoor de noodzaak van 24-uurs urineverzameling en -meting vervalt.

Specificaties

Merk	Siemens
sku	1104446
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk