

1626380 - Drukkzak voor infuustherapie - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Deze **drukkzakken voor infuustherapie** van **Dahlhausen** zijn speciaal ontworpen voor **éénmalig patiëntgebruik** en geschikt voor infusiezakken tot **500 ml of 1000 ml**. Ze ondersteunen een gecontroleerde en efficiënte toediening van vloeistoffen in uiteenlopende zorgomgevingen.

Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:

- **Voor één patiënt:** Vermindert het risico op kruisbesmetting.
- **Nauwkeurige drukweergave**
- **Flexibele capaciteit:** Geschikt voor infusiezakken van 500 ml en 1000 ml.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp:** Snelle en eenvoudige toepassing bij acute zorg of routinebehandelingen.
- **Niet MRI-compatibel:** Niet geschikt voor gebruik in MRI-omgevingen.

Ideaal Voor:

- Huisartsen
- Spoedeisende hulp
- Fysiotherapie- en revalidatiecentra
- Thuiszorginstellingen
- Ziekenhuisafdelingen

Zorg voor een veilige en efficiënte drukinfusie tijdens vloeistofresuscitatie of toediening van contrastmiddelen met deze betrouwbare, eenmalige oplossing.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	Nylon, PVC, ABS, PC, POM, Staal
sku	1626380
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk