

1574447 - Surflo™ S-Plus - I.V. katheter - 26G x 19 mm - lila - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Surflo™ S-Plus I.V. katheter bestaat uit 3 delen is vervaardigd uit hoogwaardige materialen.

De katheter is ondoorzichtig en heeft een Luer-Lock dop. Het ergonomische ontwerp zorgt voor comfort en gemak bij de inbreng van de katheter in de ader.

De scherpe naaldpunt vergemakkelijkt de inbreng van de katheter.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DM2619SX(NIEUWSR+DM2619SD)
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: FEP + Ba SO4 • Katheterhub: polypropyleen + master batch • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: styreen butaan co-polymeer • Luer-lock dop: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	19 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.45 mm
Externe diameter katheter	0.64 mm
sku	1574447
Veiligheidsmechanisme	Nee
Veiligheidsnaald	Nee
Afmeting	26G x 19 mm
Afmeting in mm	0,6 x 19 mm
Kleur	Lila
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos