

1510022 - HEINE velcromanchet + long met 1 slang - volwassenen - 1 st



Beschrijving

De HEINE herbruikbare Velcro bloeddrukmanchet met lange slang is compatibel met de HEINE G5 en G7 bloeddrukmeters. De stevige Velcro-sluiting zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl de duurzame materialen langdurig gebruik garanderen. Ontworpen voor nauwkeurige en comfortabele metingen, voldoet deze manchet aan de MDR 2017/45EU Klasse I normen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.619
Compatibel met	Heine G5; Heine G7
Bereik armband bloeddrukmeter	29 - 41 cm
sku	1510022
Maat armband	L
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk