

1551705 - PiezoWave 2 - Multi Use 40



Beschrijving

De nieuwe generatie van Focale Piezo-elektrische Schokgolven van **Elvation**. De Piezowave² is beschikbaar met 2 types focale handstukken, namelijk Focussed shockwave in Punt, en Focussed shockwave in Lijn. Dankzij zijn unieke eigenschappen en lange levensduur, behoren de Piezo- Elektrische Focale ESWT-toestellen wereldwijd tot de meest verkochte shockwave-systemen op de markt.

De Piezo-elektrische shockwavetechnologie maakt gebruik van gelpads die in contact met het weefsel van de patiënt garant staan voor de efficiënte overdracht en dieptebepaling van de shockwavetherapie. Deze gelpads worden als tussenstuk op de handstukken gemonteerd en bieden de mogelijkheid om de diepte in stappen van 5 mm of 10 mm aan te passen.

Voordelen

- 2 types handstukken, voor elk mogelijk toepassings- gebied; Focaal, Lineair
- Gelpads om de juiste penetratiediepte te bepalen
- Uitzonderlijke lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Plug&Play-systeem met herkenning van het handstuk
- Vermindere behandelingspijn dankzij de technologie
- Gebruiksvriendelijk in bediening en feedback. Via de app (iPad) kan u de protocollen en patiëntenfiches inzien.
- 5.000.000 schokgarantie
- Lage onderhoudskosten
- Gegarandeerde return on investment

Handstuk standaard meegeleverd: F10 G4 & FBL 10x5 G2 en karretje.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1551705
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk