

## 1560762 - TL 20 daglicht therapielamp - 1 st



### Beschrijving

Compact daglicht lamp formaat met energiebesparende LED-technologie is geschikt voor thuis en op kantoor en vrij van UV-stralen. Met een lichtintensiteit van 10.000 lux (afstand 10 cm).

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 21 cm, H 2 cm, L 13 cm
<b>SKU leverancier</b>	60803
<b>Vermogen</b>	7.2 W
<b>Afstand</b>	10 cm
<b>Lichtintensiteit</b>	10000 lux
<b>sku</b>	1560762
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk