

1508294 - WelchAllyn otoscoopset pocketscope met handvat en zacht etui - 2,5v - halogeen - 1 st



Beschrijving

De **Welch Allyn** PocketScope™ Otoscoop is klein, handig en doeltreffend te gebruiken met een helder wit halogeenlicht en ingebouwde keelverlichting. Glasvezeloptiek zorgt voor koel licht zonder schittering of obstructies. De groothoeklens maakt instrumentatie onder vergroting mogelijk. Werkt op AA-batterijen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Bebat tax	0.05 EUR
Inclusief bij het product?	Otoscoopkop Pocketscope - 2,5V - halogeen; niet-oplaadbaar handvat inclusief 2 batterijen AA; zachte etui
sku	1508294
Categorie otoscopen	Otoscoop set
Handvat otoscoop	Niet oplaadbaar handvat
Maat otoscoop set	Pocket size
Vergroting	3 x
Verlichting	Halogeen
Voltage	2,5 V
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk