

## 1541485 - Herstelkit 3M™ Littmann® Classic II SE - zwart - 1 set



### Beschrijving

De 3M™ Littmann® Stethoscoop Replacement Parts Kit voor de Classic II S.E. stethoscoop bevat een zwarte ronde afdichting, een afstelbaar diafragma voor de 'volwassenen' zijde van het borststuk en tenslotte een niet-afstelbare afdichting voor de klokzijde van het borststuk. Deze kit bevat ook twee kleine zwarte oorstukjes.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1541485
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Type verpakking</b>	Set