

1600029 - Verzwaard theelepel Newstead - 1 st



Beschrijving

Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber. In deze versie zijn ze verzwaard voor gebruik bij tremor.

Bij een verzwakte greep, vb. door artritis of verlamming, kan een ander handvat vaak het verschil maken: dikker, lichter, gevormd, ergonomisch of met een clip.

Alle bestekken zijn geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser. Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen

Specificaties

Product afmetingen	L 13.8 cm
Samenstelling	ABS, latexvrije rubber
sku	1600029
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk