

1603844 - BD™ Venflon Pro Safety - katheter met vleugels en injectiepoort - 18G x 2" - groen - 50 st



Beschrijving

BD™ Venflon Pro Safety katheter met vleugels en injectiepoort voor bloedtransfusies en de toediening van medicatie. De naaldpunt heeft een naaldpuntbescherming die geactiveerd wordt wanneer de stalen naald wordt teruggetrokken. Het bedekt de stalen naaldtip en beschermt tegen prikongelukken.

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	393227
Samenstelling	• Hub canule: polypropyleen • Naaldhub: polypropyleen • Debiet controle plug: polypropyleen • Plug: polypropyleen met master batch • Kleurgecodeerde beschermingsdop: polypropyleen met witte master batch • Beschermingshub: lage dichtheid polyethyleen • Klep: methyl vinyl polysiloxane • Katheter tube: polyurethaan Vialon • Katheter bus: polyetherimide • Canule: roestvrij staal • Siliconen coating: polydimethylsiloxane
sku	1603844
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Normeringen	EN ISO 13485
Debiet	103 milliliter per minute
Steriel	Ja
Afmeting	18G x 2"
Afmeting in mm	1,3 x 45 mm
Kleur	Groen
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos