


1106583 - Clinitest HCG - zwangerschapstest - 25 st



Beschrijving

De CLINITEK hCG-zwangerschapstest geeft u snelle, gemakkelijke instrument-aflees-en-rapportage testresultaten - neemt de vraag uit de resultaten en de interpretatie uit uw handen. Breng het monster van de patiënt aan en laat uw CLINITEK Status@+ Analyzer de rest doen.

Kwalitatieve instrumentele test voor vroegtijdige detectie van zwangerschap, voor gebruik op de CLINITEK Status familie van analysers.

Biedt een vlag voor resultaten in het "onbepaald" bereik waar bevestigingstesten belangrijk zijn voor de interpretatie van de betekenis van een laag hCG-niveau in kwalitatieve tests.

Specificaties

Merk	Siemens
sku	1106583
Type verpakking	Stuk