

1007599 - Tricotkous - arm - 5 cm x 25 m - 1 st



Beschrijving

Deze tricotkous is een soepel en huidvriendelijk onderverband voor starre gips- en castverbanden. De naadloos gebreide kous van katoengaren is vooral tricotelastisch in de breedte en zorgt daardoor voor aanpassing en een aangenaam draaggevoel.

De tricotkous wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verzorging of de plooiervrije huidbedekking van een amputatiestomp. Ze zijn zo nodig steriliseerbaar bij 121°C.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100% ongebleekt katoen
Steriel	Nee
sku	1007599
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 25 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk