

1000343 - Stitch cutters - steriel - 100 st



Beschrijving

Steriele standaard hechtsnijders vervaardigd uit koolstofstaal met zijn afgeronde punt die ervoor zorgt dat de huid niet beschadigd wordt terwijl de chirurgische rand met minimale weerstand door de hechtdraad snijdt.

Specificaties

Merk	Swann Morton
Steriel	Ja
Samenstelling	Roestvrij staal
sku	1000343
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos