

## 1601368 - Statief op wielen voor loeplamp - 1 st



### Beschrijving

Mobiel onderstel met een diameter van 53 cm en met 5 wielen voor een hoge stabiliteit. Dit statief heeft een gladde epoxygelakte stalen structuur voor een makkelijke reiniging. Het rollend deel heeft geen holtes of groeven, ideaal voor een efficiënte reiniging en lagere stofopname, erg gewenst in klinieken en zorgcentra. Het bovendeel van het statief is in hoogte verstelbaar voor een ideale en precieze afstelling van de lamp bij de meest uiteenlopende medische procedures.

### Specificaties

<b>Merk</b>	lid
<b>sku</b>	1601368
<b>Type accessoire onderzoekslamp</b>	Statief
<b>Type verpakking</b>	Stuk