


1603901 - Tanita MC-780 MA P weegschaal - Klasse III - 270 kg - 1 st



Beschrijving

De Tanita MC-780MA P multi frequency segmentale lichaamsanalyse monitor geeft een directe analyse van de gezondheid en fitheid van uw cliënten. Daarnaast monitort de MC-780MA P de voortgang over tijd. Alle gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor gedetailleerde trendanalyse met behulp van TANITA PRO Software.

De gebruiksvriendelijke monitor is ontworpen als een interactief apparaat, waardoor cliënten ook zelf eenvoudig een meting kunnen uitvoeren, zonder specialistische hulp. Dit maakt de monitor zeer geschikt voor gebruik in sportscholen, al is de medisch gecertificeerde MC-780MA P zeer breed toepasbaar binnen diverse medische specialismen. Een volledige segmentale analyse van de lichaamssamenstelling wordt uitgevoerd binnen 20 seconden en is eenvoudig af te lezen op het dubbele display. De resultaten worden automatisch opgeslagen op een SD-kaart of overgebracht naar een printer, praktisch voor verder consult.

Het scherm is eenvoudig te kantelen, om zo ook vertrouwelijke metingen te kunnen uitvoeren. Met de goal setter stelt u in samenspraak persoonlijke doelen op om de motivatie te vergroten en de voortgang van een gewichts- of fitnessprogramma goed te monitoren. De MC-780MA P heeft een klinische nauwkeurigheid door multi frequency BIA-technologie en is ook gecertificeerd voor gebruik in een medische omgeving.

Specificaties

Merk	tanita
Product afmetingen	B 360 cm, H 1165 cm, L 360 cm
sku	1603901
Geheugen	Ja
BMI indicatie	Ja
Max. gewicht	270 kg
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Body composition analyzer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk