

1609403 - Elibox - inlegblister voor patient BedBox - 1st



Beschrijving

Met de Elibox® zijn persoonlijke hulpmiddelen altijd binnen handbereik. Voor de **Elibox® patiëntenbox** zijn **bijpassende wegwerp-blisterverpakkingen** beschikbaar voor **eenmalig gebruik**.

Deze hebben speciale uitsparingen om de persoonlijke hulpmiddelen van de patiënt stevig te bevestigen.

Dankzij de praktische wegwerp-blistertrays kunnen brillen, hoortoestellen en kunstgebitten veilig en beschermd worden opgeborgen.

Specificaties

Merk	Wiegand
Samenstelling	PET (polyethylene terephthalate)
sku	1609403
Type verpakking	Stuk