

1005509 - Agani™ naalden - 23G x 1,1/4" - blauw - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*2332R1
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Hub: polypropyleen + master batch• Canule: roestvrij staal• Kleefstof: epoxylijm• Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1005509
Bevel	Regular 11°
Afmeting	23G x 1 1/4"
Afmeting in mm	0,6 x 30 mm
Injectietoepassing	Subcutaan
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos