


1546228 - Linido steunpoot dubbel douchestoel - antraciet - 1 st



Beschrijving

Steunpoot bestaande uit een dubbele hulppoot en een dubbele afstandhouder, traploos in hoogte instelbaar voor het aanpassen van de gewenste zithoogte. Past op de douchezittingen LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200. Heeft een maximale draagkracht van 300 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2214.2011-11
Armsteunen	Nee
Rugleuning	Nee
Opklapbaar	Ja
sku	1546228
Categorie douchezittingen	Accessoires douchezittingen
Kleur	Antraciet
Materiaal	Staal gecoat
Max. gebruikersgewicht	n.v.t
Type verpakking	Stuk