

1623279 - Mocom autoclaaf S Classic 17 L - 1 st



Beschrijving

De **S Classic van Mocom** biedt krachtige sterilisatie met gebruiksgemak. Dankzij **vijf flexibele sterilisatiecycli (S- en N-type)** is hij ideaal voor zowel **verpakte als onverpakte instrumenten**. Met het intuïtieve **3,2" touchscreen** bedien je eenvoudig alle functies en pas je instellingen aan voor maximale efficiëntie. Beschikbaar in twee modellen, 17 of 22 liter.

De geïntegreerde waterreservoirs met **niveaubewaking** zijn makkelijk bereikbaar via een afneembaar paneel. Dankzij snelkoppelingen zijn vullen en legen moeiteloos. De snelle **koppeling aan de voorzijde** biedt een alternatief voor het vullen via de bovenkant. Twee extra snelkoppelingen maken het mogelijk om de reservoirs eenvoudig te legen.

Flexibele functies

- **Uitgestelde start** om het gebruik te optimaliseren
- **Instelbare droogtijd** voor specifieke ladingen
- **Aangepaste cycli** op maat van de gebruiker
- **Gebruikers-ID** met PIN-code voor veilige toegang en logregistratie

Voordelen op een rij:

- **5 snelle sterilisatiecycli** voor diverse instrumenten
- **3,2" Touchscreen** met gebruiksvriendelijke interface
- **Makkelijk onderhoud** dankzij toegankelijk waterbeheer
- **Compact, betrouwbaar en efficiënt** in dagelijks gebruik
- **Cyclusdata** via USB of software. Na elke cyclus wordt automatisch een PDF-rapport opgeslagen. Downloaden kan via USB of automatisch via de **DataSter-software**.

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Merk | Mocom |
| Gewicht product | 46 kg |
| SKU leverancier | 7AM00000 |
| | Nee |
| sku | 1623279 |
| Mogelijkheid aansluiting printer | Ja |
| Buitenafmetingen (l x h x d) | 500 x 490 x 600 mm |
| Binnenafmetingen (dxD) | 250 x 350 mm |
| Autonomie | 9 - 13 cycli |
| Volume | 17 L |
| Europese Regelgeving | 2014/68 |
| Type verpakking | Stuk |