

**1020408 - 3M™ Medipore™ - geperforeerd - 5 cm x 9,15 m - 1 st**



## Beschrijving

**3M™ Medipore™** is hypoallergene non-woven fixatiepleister met laterale perforaties is soepel en zacht, geschikt voor de gevoelige huid. De pleister heeft een sterke kleefkracht en kan hierdoor gebruikt worden in verschillende situaties zoals wondzorg en de bevestiging van verbanden en hulpmiddelen. Deze pleister is waterbestendig, waterafstotend, latexvrij. Makkelijk rekbaar in de breedte en laat geen resten achter op de huid.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>Samenstelling</b>	Non-woven
<b>Kompres</b>	Nee
<b>Geperforeerd</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1020408
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	5 cm x 9,15 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk