

1540176 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stethoscoop - pruim - 1st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® cardiology IV™ stethoscoop is ontworpen voor medici die superieure akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde van het borststuk.

Specificaties

Merk	3M™
Gewicht product	0.177 kg
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
Samenstelling	Epoxy glasvezel
Soortgelijke producten	Nee
sku	1540176
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	9-10
Binaurale constructie	Dubbele slang
Kleur	Pruim
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Cardiologie
Type stethoscoop	Cardiology IV
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk