

## 1558310 - Mosys linnenwagen - 15 vakken - 2 telescopische kledingrails - 910 x 455 x 1750 mm - 1 st



### Beschrijving

MOSYS systeem in verchroomd staal - gemakkelijk te monteren systeem zonder gereedschap - in hoogte verstelbare planken om de 25 mm

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | France Hopital               |
| <b>Product afmetingen</b>   | B 91 cm, H 175 cm            |
| <b>Product diepte</b>       | 455 mm                       |
| <b>sku</b>                  | 1558310                      |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |