

1540164 - Hetelucht sterilisator SN30 - 1 st



Beschrijving

De sterilisator Memmert SN30 is een hoge-kwaliteit, hygiënisch, eenvoudig te reinigen roestvrij stalen hetelucht sterilisator. Memmert SN30 heeft een goede ventilatie-en regeltechniek, is beveiligd tegen oververhitting en heeft een precies afgestemd verwarmingstechniek. Deze universeel toepasbare oven, Memmert SN30, is een klassieke sterilisator voor de temperatuurregeling in wetenschap, onderzoek en bij het testen van materiaal in de industrie.

De sterilisator werkt met een natuurlijke convectie. De voorverwarmde verse lucht bijmenging wordt door de lucht klepbediening in stappen van 10% aangepast. De ontluchtingsverbinding gebeurt met een restrictor klep. De sterilisator wordt door een adaptieve multifunctionele digitale PID-microprocessor, met hoge-definitie TFT-kleurendisplay gecontroleerd. SN30 heeft een Setpoint Wait-functie, de sterilisatie start pas als de ingestelde temperatuur bereikt is dat een betrouwbare sterilisatie garandeert.

Voordelen

- Hetelucht sterilisator
- Natuurlijke convectie
- Setpoint wait-functie
- Temperatuur: 1 Pt100 DIN klasse A temperatuurvoeler in 4-draads technologie
- Verse luchttoevoer: elektronisch gestuurde luchtuitlaatklep: interieurverdeling van voorverwarmde lucht
- Controle COCKPIT
- Enkele DISPLAY: Adaptieve multifunctionele microprocessor digitale PID-controller met TFT-kleurendisplay met hoge resolutie
- Temperatuurbereik: +20° - +250

Specificaties

Merk	Memmert
Gewicht product	46 kg
Buitenafmetingen (l x h x d)	585 x 704 x 434 mm
Binnenafmetingen (dxD)	400 x 320 x 250 mm
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1540164
Volume	32l
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk