

1103017 - Drinkbeker 805 - met schaal aanduiding - transparant groen - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker die vaak gebruikt in verpleeginstellingen. Hij is voorzien van een discrete maatverdeling als hulp bij het opvolgen van de vochtbalans. De buitenzijde is licht antislip.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Nee
Isolerende beker	Nee
Schaal aanduiding	Ja
sku	1103017
Inhoud	250 ml
Kleur	Transparant groen
Type verpakking	Stuk