

1539431 - Maieast® haft glatt - cohesieve windel - 10 cm x 20 m - 1 st



Beschrijving

Maimed® Maieast haft glass cohesieve elastische windel, hecht zich door middel van de micro-dot latex coating. Dit maakt de windel gebruiksvriendelijk omdat er geen verbandklemmen nodig zijn door de eigen hechting. Niet-steriele windel die gesteriliseerd kan worden. Geschikt voor snelle zorg op poliklinische afdelingen of operaties, vóór diagnose of behandeling. Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden.

Specificaties

Merk	Maimed
Samenstelling	95 % polyester, 5 % polyamide
sku	1539431
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 20 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk